

Elektromedizin

Das Thema Elektromedizin ist heute nur wenigen Menschen vertraut. Bereits 1759 wurde Elektromedizin so erfolgreich eingesetzt, dass ein Buch darüber entstand, das noch 111 Jahre nach der Ersterscheinung nachgedruckt wurde.

1884 setzten in den USA etwa 10.000 Ärzte elektromedizinische Apparate bei Taubheit, Akne, Rosacea, Fibromen, Entzündungen, Neuritis, Gicht, Krebs und Augenkrankheiten ein.

Der Einfluss von Frequenzen/Wellen auf Körperzellen

Der Menschliche Körper hat 17 verschiedene Zellarten mit einem ähnlichen Aufbau und speziellen Funktionen.

Gesunde Körperzellen besitzen eine Zellspannung von etwa 80 mV. Bei einer kranken, beschädigten Körperzelle sinkt die Zellspannung bis auf 20 mV ab. Sie verliert ihre Selbsterhaltungs- und Selbstheilungskräfte. Die Mitochondrien (Kraftwerke der Zellen) können kein ATP (von der Zelle nutzbare Energie) mehr herstellen. Die Körperzelle kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen.

Hier setzt die Elektromedizin mit guten Lösungen an!

Seit 1898: die Tesla-Spule – gute Wellen für die Zellen

Die Spule von Dr. Nicola Tesla haben wir von 3 Meter Durchmesser auf 30 cm „geschrumpft“ und damit ins 21. Jahrhundert transformiert. Sie besitzt noch die gleichen Eigenschaften wie das Original und ist heute als T-MED+MODUL transportabel in unser System integriert.



Sabine
Batsch

„Um die Menschen wieder in körperliche, geistige und seelische Harmonie zu bringen, nutze ich schon lange alternative und ganzheitliche Behandlungsmethoden.“

Seit 4 Jahren helfe ich Menschen auch mit den passenden MOBIL+MED-Produkten.

Entspannung, Stärkung, Aufbau – keine Methode hilft dabei so effektiv wie die vielseitigen bioelektrischen Anwendungen.“



Sabine Batsch

Ganzheitliche Gesundheitsberaterin
MED+Beauftragte der Schweizer MOBIL+MED AG

Scheidegger Straße 3g · 86163 Augsburg
Tel. 0821/6508788 · Mobil: 0170/7083852
sabine.batsch@icloud.com · www.sabinebatsch.net


Sabine Batsch Ganzheitliche Gesundheitsberaterin



Bioelektrische Anwendungen

Entspannung – Stärkung – Aufbau

Beratung + Anwendung



MOBIL+MED AG
Mein Energie Depot

Tesla-MED+MODUL

Skalar-Wellen wirken auf Körperzellen mit geringer Spannung. Die Körperzellen gehen mit den Skalar-Wellen in Resonanz. Dabei werden die Mitochondrien angeregt und können so wieder Nährstoffe in ATP umwandeln. Die Körperzelle erhält die ursprüngliche Zellspannung zurück und kann so wieder ihre Funktion erfüllen



Lakhovsky-MED+MODUL

Der Multiwellen-Oszillator von Dr. Lakhovsky besitzt auch die Form einer Spule und sendet 12 Frequenzen aus.

Mit diesen Frequenzen werden alle 17 unterschiedlichen Zellarten angesprochen.

EMS-MED+MODUL – für bessere Muskeln

Muskelzellen bilden unsere Muskeln, mit denen wir unseren Körper bewegen. Je stärker ein Muskel ist, umso besser und schneller können wir bewegen.

Das Ziel ist eine optimale Muskelgröße. Das kann man durch intensives Training, durch elektrische Muskelstimulation (EMS) oder am besten durch eine Kombination von beidem erreichen. EMS-MED+MODUL arbeitet nach dieser schulmedizinisch anerkannte Methode, der physikalischen Medizin.

Für die Muskelstimulation bekommen Sie zum Gerät moderne Elektroden aus Carbon die einfach mit Klettband befestigt werden und einen stufenlos verstellbaren Hüftgürtel mit integrierten Dauerelektroden und Wärme-/Kälte-Pads.

TENS-MED+MODUL – für starke Nerven

Muskeln werden zentral vom Gehirn gesteuert. Um die Signale zur richtige Muskelgruppe zu transportieren sind Nervenbahnen notwendig.

Wenn Nervenzellen ein Defizit aufweisen, können sie mit TENS stimuliert werden. Dazu können die gleichen Elektroden wie beim EMS-MED+MODUL bei der elektrischen Muskelstimulation (EMS) benutzt werden.


HF-MED+MODUL – mehr Spannung

Die Hochfrequenz-Medizintechnik ist als Teil der physikalischen Medizin seit über 100 Jahren ein fester Bestandteil im Gesundheitswesen. Dabei werden Ströme mit hoher Frequenz über eine Glassonde, welche mit Edelgas gefüllt ist, direkt oder indirekt auf die Haut aufgebracht. Damit werden 4 von 5 menschlichen Sinnen angesprochen. Man sieht bei einer Entfernung von 5 mm Entladungsblitze zwischen der Glassonde und der Haut und hört es knistern. Man fühlt ein angenehmes Prickeln auf der Haut und riecht das entstehende Ozon, welches eine desinfizierende Wirkung besitzt.



Neurosync-MED+MODUL – der Schutz gegen Elektromog

Das elektromagnetische Feld der Erde beeinflusst alle Lebewesen auf unserem Planeten. Seit ihrer Entstehung haben sich diese "Erdbewohner" darauf eingestellt und sich vorteilhaft angepasst. In unserem menschlichen Körper erzeugen alle Zellen, Organe und Systeme auch ihre eigenen elektromagnetischen Felder.



Der Neurosync-MED+MODUL versorgt uns mit natürlichen Frequenzen und wirkt als mobiler, persönlicher Schutz gegen die elektromagnetische Strahlenbelastung.

Das reduziert Stress, Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Angstzustände und Depressionen – um nur einige der Wirkungen des allgegenwärtigen Elektromogs zu nennen.

Sie möchten einen Sitzungs-Termin oder haben Fragen zu den Geräten und der Anwendung?

0821 / 650 87 88 – Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Ihre Sabine Batsch

AV-MED+MODUL – gute Schwingungen für Ihr Gehirn

Das Gehirn als Kommandozentrale besteht ebenfalls aus Zellen, mit ähnlichen Eigenschaften wie die Körperzellen. Das bedeutet, aber nicht, dass sie auch mit den gleichen Wellen, gleich gut beeinflussbar sind.

Der Mensch denkt, handelt und plant mit diesen Zellen, als komplexe Einheit in der jede Zelle mit anderen zusammen für jede Handlung des Menschen in Kombination mit anderen Zellen verantwortlich ist. Gehirnzellen verarbeiten alle Signale der menschlichen Sinneswahrnehmungen.

Daher können die Gehirnzellen auch von diesen beeinflusst werden. Das AV-MED+MODUL nutzt spezielle Lichtreflexe, Meditations-, Musik- und Hypnose-Programme. Die Hypnose stellt dabei den wichtigsten Teil der Einflusnahme auf Gehirnfunktionen und -reaktionen dar.

Durch 33 Jahre Erfahrung und viele Studien wurde die positive Wirkung mit dem AV-MED+MODUL nachgewiesen.



Low-Level-Laser-MED+MODUL – Wundheilung auf einem neuen Level

Die Wellen des Low-Level-Laser-MED+MODUL (Laser mit niedriger Energieabgabe) dringen sehr tief in den Körper ein, um die dortigen Zellarten mit einem Defizit, anzuregen. Dabei werden sie von einer verkleinerten Tesla-Spule unterstützt. Die Besonderheit dieser Kombination liegt in der Möglichkeit, eine Wundheilung in kürzester Zeit zu vollziehen. Man kann fast beim Wachstum der Hautzellen zusehen.

